



»CAMI«

ESTETYCZNA CHIRURGIA PLASTYCZNA

i LASEROTERAPIA

31-216 Kraków, ul. Konecznego 2/4U
tel. 012 420 60 70, fax 012 420 60 71

www.cami-antiaging.eu
biuro.cami@gmail.com

Metoda sterylnego oczyszczenia pobranej za pomocą kaniuli do liposuction tkanki tłuszczowej.

System Puregraft zawiera urządzenia do pobrania tkanki tłuszczowej, a następnie w układzie zamkniętym, tj. bez kontaktu z otaczającym (tzn. potencjalnie zakażonym) środowiskiem przeprowadzenie tłuszczu przez system podwójnej filtracji, która usuwa elementy morfotyczne, włókniste, tłuszcz oleisty i płyn stosowany do tzw. „tumescent technique”. Kolejnym etapem jest podawanie oczyszczonego preparatu kaniulą do miejsc wymagających wypełnienia, tj. twarz, piersi, pośladki itp.

puregraft®

[Materiały udostępniła p. Jowita Bernas]